



WiroGel M

Eimer 6 kg Dubliermasse



Artikelnr.: 18697

Hersteller: BEGO

Gewicht: 6.5 kg

Höhe: 165 mm

Breite: 233 mm

Länge: 297 mm

€ 114,77

Zzgl. MwSt.

Eimer 6 kg Dubliermasse

Einsatzgebiete: alle phosphatgebundenen Einbettmassen, alle guten Typ-4-Gipse und vielfältige Einsatzmöglichkeit in der Kunststoff- Gießtechnik, einfach universell einsetzbar.

- Sehr hohe Abformgenauigkeit; glatte Modellflächen bedeuten Sicherheit in der Anwendung und ermöglichen Arbeitsergebnisse, die in punkto Präzision auch höchste Ansprüche erfüllen
- 15 Schmelzyklen ergeben ein sehr gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis
- Geeignet zum Aufschmelzen in der Mikrowelle ohne Kompromisse in Qualität und Präzision
- Preis für eine Dublierung mit *WiroGel M* ist über fünfmal günstiger als mit Silikon; die Kosten für das Dubliergerät sind dabei schon mitgerechnet
- Auf Kontrast-Optimierung abgestimmte Farbe für optimale Prozess-Sicherheit