



Diamantscheibe 365

Stück blau Standard, HP, Figur 365, 0,35 mm, ISO 450



Artikelnr.: 18736
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 35 mm
Länge: 37 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe blau Standard, HP, Figur 365, 0,35 mm, ISO 450

Flex. Diamantscheibe für schnelles Gipstrennen. Die spezielle Segmentierung der Scheibe transportiert den Schleifstaub ab, so dass keine Verkantung erfolgen kann.

- Max. Drehzahl 10.000 U/min.
- Modellherstellung