



## Speedex

Tube 140 ml Silikon, medium body



Artikelnr.: 18835  
Hersteller: COLTENE  
Gewicht: 0.235 kg  
Höhe: 40 mm  
Breite: 59 mm  
Länge: 209 mm

**€ 10,89**

*Zzgl. MwSt.*

**Tube** 140 ml Silikon, medium body

Speedex verfügt über eine elastische Rückstellbarkeit und Reproduzierbarkeit, die sonst nur von A-Silikon erreicht wird. Durch die geringe Schrumpfung bleiben Abdrücke formstabil und können problemlos bis zu 7 Tage gegossen werden. Darüber hinaus weist dieses Premium-C-Silikon eine hervorragende Benetzbarkeit und hervorragende Fließeigenschaften auf. Speichel und Blut werden durch Speedex-Medium verdrängt und haben keine negativen Nebenwirkungen. Das Speedex-System bietet den Vorteil, mit nur einem Aktivator für 3 Konsistenzen zu arbeiten.

Speedex bietet:

- 7 Tage Dimensionsstabilität
- Beherrschbare Arbeitszeiten
- Oberfläche aktiv
- Feuchtigkeitsregulierung
- Optimierte Präzision