

## DentaPort Root ZX

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 18915  
Hersteller: Morita  
Gewicht: 0.986 kg  
Höhe: 185 mm  
Breite: 166 mm  
Länge: 222 mm

**€ 942,65**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Apex Lokator inklusive Messkabel, 5 Schleimhautelektroden, 3 Feilenklemmen, 3 Batterien, Prüfstecker  
Der Apex Lokator mit der patentierten Quotientenmethode liefert stets präzise Messergebnisse, unabhängig von Spülflüssigkeiten oder Blut im Wurzelkanal. Wenn Sie es wünschen, ist der *DentaPort Root ZX* mehr als ein hochpräziser Apex Lokator: In Kombination mit dem Wurzelkanalaufbereitungsmodul TriAuto OTR dient das Produkt auch zur Präparation von Wurzelkanälen.

### **Präzise und zuverlässige Messergebnisse**

Unabhängig von Spülflüssigkeiten oder Blut misst der DentaPort Root ZX die Wurzelkanallängen zuverlässig und absolut exakt.

### **Großes Farbdisplay**

Der DentaPort Root ZX besticht durch ein großes, übersichtliches LCD-Farbdisplay – mit klarer Balkenanzeige und hohem Bildkontrast. So veranschaulicht er exakt die Feilenposition im Wurzelkanal.

### **Signaltöne für mehr Sicherheit**

Erreicht die Feile den Apex oder ist sie kurz davor, ertönt ein Warnsignal, das Ihnen die Navigation im Wurzelkanal erleichtert.

### **Kein Null-Abgleich – sofort einsatzbereit**

Praktisch: Das Gerät muss nicht für die Messung jedes einzelnen Kanals zurück auf null gesetzt werden.

### **Leichtes, stabiles Gehäuse**

### **Automatisches Kalibrierung**

Für höchstmögliche Präzision – auch bei veränderten Kanalbedingungen.

### **Modular erweiterbar mit dem DentaPort TriAuto OTR**

In Verbindung mit dem DentaPort TriAuto OTR erweitern Sie den DentaPort Root ZX zu einem komfortablen

Endodontiemotor mit Mess- und Polymerisationsfunktion.

Sofern Sie bereits ein DentaPort Root ZX-Modul verwenden, können Sie dieses um die Präparationsfunktion erweitern.