



## Spannzangen-Einsätze

Packung 12 Stück Ø 2,35 mm auf Ø 1,60 mm



Artikelnr.: 18928  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.01 kg  
Höhe: 20 mm  
Breite: 63 mm  
Länge: 124 mm

**€ 10,82**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 12 Adapter Ø 2,35 mm auf Ø 1,60 mm

Sicher und schnell befestigen Sie Ihr FG-Instrument im Instrumentenhalter für Winkelstück RA oder Handstück HP durch einfaches Einschieben. Der Schaft ist wie eine selbstklemmende Spannzange ausgebildet. Einmal eingeschoben, bleibt das Instrument bis zum Stumpfwerden im Halter. Durch rostfreien Spezialstahl kann der Halter mit dem Instrument in allen handelsüblichen Lösungen und im Autoklav sterilisiert werden.