



HM-Fräser ET

Packung 2 Stück Spezialverz., gelb extra fein, HP, Figur 137, 14 mm, ISO 023



Artikelnr.: 19588

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 69 mm

Länge: 70 mm

€ 45,49

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Fräser Spezialverzahnung, gelb extra fein, HP, Figur 137, Kopfänge: 14 mm, ISO 023

Spezialverzahnung für Titan, extra fein (Ref.-Nr. 111), gelber Ring, für feine, diffizile Arbeiten an Titan und Titanlegierungen.

Drehzahlen

- ISO 010-045 - 50.000 U/min.
- ISO 047 - 45.000 U/min.
- ISO 050 - 40.000 U/min.
- ISO 055-060 - 35.000 U/min.
- ISO 065-070 - 30.000 U/min.
- ISO 075-090 - 25.000 U/min.
- ISO 095-110 - 20.000 U/min.
- ISO 120-130 - 18.000 U/min.
- ISO 140-150 - 16.000 U/min.
- ISO 160-170 - 14.000 U/min.
- ISO 180-190 - 12.000 U/min.
- ISO 200-220 - 10.000 U/min.
- Drehzahl Implantologie 200-800 U/min.
- Implantologie, Modellgusstechnik, Kronen- und Brückentechnik