



## HM-Fräser GM

Packung 2 Stück Sonderkruzverzahnt, blau standard, HP, Figur 194, 14,2 mm, ISO 040



Artikelnr.: 19594

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 69 mm

Länge: 70 mm

**€ 55,95**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 Fräser Sonderkruzverzahnt, blau standard, HP, Figur 194, Kopflänge: 14,2 mm, ISO 040

Sonderkruzverzahnt (Ref.-Nr. 191), blauer Ring, für das Bearbeiten von Modellgusslegierungen, Kunststoffen und Gips.

Drehzahlen

- ISO 010-045 - 50.000 U/min.
- ISO 047 - 45.000 U/min.
- ISO 050 - 40.000 U/min.
- ISO 055-060 - 35.000 U/min.
- ISO 065-070 - 30.000 U/min.
- ISO 075-090 - 25.000 U/min.
- ISO 095-110 - 20.000 U/min.
- ISO 120-130 - 18.000 U/min.
- ISO 140-150 - 16.000 U/min.
- ISO 160-170 - 14.000 U/min.
- ISO 180-190 - 12.000 U/min.
- ISO 200-220 - 10.000 U/min.
- Modellherstellung