




## Diamantscheibe 363

Stück rot fein, HP, Figur 363, 0,10 mm, ISO 100

---



Artikelnr.: 200136  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.018 kg  
Höhe: 68 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 37 mm

**€ 12,66**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Scheibe rot fein, HP, Figur 363, 0,10 mm, ISO 100

Superflex. In feiner Diamantkörnung, zum Abrunden von Approximallflächen, zum Separieren von Keramik.

- Max. Drehzahl 20.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik