



HM-Bohrer C21

Packung 5 Stück HP, Figur 107 Zylinder, 4,4 mm, ISO 016



Artikelnr.: 200496

Hersteller: Edenta

Gewicht: 0.016 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 68 mm

Länge: 80 mm

€ 11,77

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer HP, Figur 107 Zylinder, Kopflänge: 4,4 mm, ISO 016

Zylinder. Max. Drehzahl 5.000 - 50.000 U/min.

- Modellgußtechnik, Modellherstellung, Kunststofftechnik, Kronen-/ Brückentechnik