



MaiMed®-MT steril

Packung 100 Blister x 2 Tupfer, 20 x 20 cm



Artikelnr.: 200540

Hersteller: MaiMed

Gewicht: 0.412 kg

Höhe: 206 mm

Breite: 148 mm

Länge: 185 mm

€ 14,36

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Blister x 2 Tupfer, 20 x 20 cm

Die *MaiMed® MT steril* bestehen aus 100 % reiner Baumwolle. Die Schlinggazetupfer sind ideal für die Reinigung, Desinfektion und Abdeckung von Wunden, da sie eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und hohe Hautverträglichkeit besitzen. Durch die präzise Verarbeitung sind die *MaiMed® MT steril* fusselfrei und ermöglichen eine hygienische Anwendung bei allen medizinischen Eingriffen. Die sterilen Mulltupfer sind in verschiedenen Größen lieferbar, um die optimale Versorgung für unterschiedlich große Wunden sicherzustellen.

- Gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus einem Mullzuschnitt
- 20-fädig
- 100 % Baumwolle

Anwendung

MaiMed® MT steril Mulltupfer sind vielseitig einsetzbar. Sie können bei der Desinfektion und Reinigung von Wunden, als saugendes Zwischenmaterial bei Verbänden oder als Schutz bei kleinen Eingriffen verwendet werden. Die weiche Textur der Tupfer schont die Haut und reduziert Irritationen. Sie sind ideal zur äußeren Wundversorgung, Wundreinigung, Blutabsorption und Sekretaufnahme sowie zur Hautdesinfektion in Ambulanz und auf Station geeignet.