





## KKD® SteWaFix 2.0 triColor A+

Stück klein, für bis zu 5 PA-Instrumente, blau



Artikelnr.: 200562  
Hersteller: Kentzler-Kaschner  
Gewicht: 0.12 kg  
Höhe: 34 mm  
Breite: 92 mm  
Länge: 180 mm

**€ 44,28**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Instrumenten Waschtray klein für bis zu 5 PA-Instrumente, blau

Das SteWaFix Multifunktionstray wurde als Normtrayeinsatz konzipiert, der aus zwei übereinander liegenden Instrumentenablagegabeln besteht. Der Normtrayeinsatz kann als Waschtray im Thermodesinfektor verwendet werden und ist autoklavierbar. Die Kunststoffausführung des Trays schützt die graziilen Instrumentenspitzen vor Beschädigungen. Die Instrumente liegen frei in Fixiermulden, was ein optimales Reinigungsergebnis garantiert. Auf Silikonleisten wird bei den SteWaFix Trays bewusst verzichtet. Weitere Ausführungen als 1/2 und 1/3 Tray erweitern die Einsatzmöglichkeiten. 3 Farbvarianten ermöglichen ein Codiersystem nach Behandlungszimmern oder Einsatzgebiet.