



## Impregum™ Penta™ Super Quick

Refillpackung 4 x 50 ml Doppelkartusche Light Body, Zubehör



Artikelnr.: 200928  
Hersteller: Solventum Dental Solutions  
Gewicht: 0.538 kg  
Höhe: 113 mm  
Breite: 154 mm  
Länge: 196 mm

**€ 103,43**

Zzgl. MwSt.

**Refillpackung** 4 x 50 ml Doppelkartusche Abformmaterial Light Body, 5 Intra-oral Einwegspritzen lila, 5 Garant Mischkanülen lila

3M™ Impregum™ Super Quick Polyether Abformmaterial ist der erste echte superschnelle Polyether, mit dem sich in weniger komplexen Fällen schneller hochpräzise Abformungen durchführen lassen – ganz gleich, ob mittels Monophasen- oder Doppelmischtechnik. Es ist in verschiedenen Applikationssystemen und Viskositäten erhältlich. So können Sie selbst im Rahmen von Einzelzahnversorgungen von der überragenden Detailwiedergabe profitieren – ohne Einbußen bei der Produktivität.

- Superschneller Polyether mit einer Verarbeitungszeit von 45 Sekunden und einer kurzen Abbindezeit von zwei Minuten
- Die einzigartige Feuchtigkeitstoleranz sorgt für eine hervorragende Detailwiedergabe und blasenfreie Abformungen selbst im feuchten Milieu
- Sehr hohe Genauigkeit für passgenaue Restaurationen
- Erhöhter Patientenkomfort dank des frischen Minzgeschmacks und der verkürzten Mundverweildauer
- Scanfähig – für einen effizienteren Arbeitsablauf
- Erhältlich in verschiedenen Viskositäten und Applikationssystemen für Monophasen- sowie einzeitige Abformtechniken
- Erhöhen Sie die Abformgenauigkeit, indem Sie 3M™ Adstringierende Retraktionspaste applizieren – für Feuchtigkeitskontrolle bei jedem Schritt und eine gewebeschonende Retraktion der Gingiva
- Abformungen von Inlay-, Onlay-, Veneer-, Kronen- und Brückenpräparationen
- Fixations- und Implantatabformungen
- 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick und 3M™ Impregum™ Super Quick eignen sich speziell für die Abformung ein bis zwei präparierter Einheiten