



Colorvue®-Parodontometer

Promokit 1 Spitze, 1 Griff



Artikelnr.: 201062
Hersteller: Hu-Friedy
Gewicht: 0.048 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 75 mm
Länge: 177 mm

€ 33,43

Zzgl. MwSt.

Promokit 1 Spitze, 1 Griff

Colorvue-Parodontometer sind mit leuchtend gelben Arbeitsenden und schwarzen Markierungen ausgestattet und gewährleisten damit einen verbesserten Kontrast zu den intraoralen Strukturen. Eine optimale Flexibilität und das abgerundete Arbeitsende erhöhen den Komfort und die Akzeptanz beim Patienten. Die Parodontometerspitzen können auch bei Implantaten angewendet werden. Sie sind sterilisierbar. Die Arbeitsenden sind auswechselbar.