



LM Arte™ Posterior Misura

Stück flieder, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 201473
Hersteller: Medicom
Gewicht: 0.026 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 43 mm
Länge: 190 mm

€ 56,51

Zzgl. MwSt.

Stück Restaurationsinstrument flieder, LM-ErgoMax™ Griff

Posteriore Version des beliebten Misura-Instruments zur vertikalen Dickenmessung von Kompositschichten auf posterioren Restaurationen. Die gabelförmige Instrumentenspitze ermöglicht die Modellierung der Approximalwände, um die Höhe und Anatomie des benachbarten Zahns mithilfe einer Matrize nachzubilden.

LM Arte™ Restaurationsinstrumente

LM Arte™ ist ein innovatives Instrumentenset für ästhetische Restaurationen, das speziell für die Kompositschichtung entworfen wurde. Jedes Instrument ist farbcodiert und nach den entsprechenden Indikationen benannt, um Restaurationen zu vereinfachen und effizienter zu machen.

LM-Arte™ Instrumente wurden in Zusammenarbeit mit Style Italiano entwickelt, einer Studiengruppe leidenschaftlicher Praktiker und Forscher, die sich auf die ästhetische, restaurative Zahnheilkunde spezialisiert haben.

Griffvarianten:

LMErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LMErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.