



Endobohrer C269GKS

Packung 3 Stück FG, Figur 219, 9 mm, ISO 016



Artikelnr.: 201605
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 71 mm
Länge: 80 mm

€ 28,06

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Bohrer FG, Figur 219, Kopflänge: 9 mm, ISO 016

Spezial-Endbohrer mit langer, konischer Schneiden-Konfiguration und Querhiebverzahnung zur Erstellung eines trichterförmigen Zugangs in die Pulpakammer. Die Querhiebverzahnung gewährleistet einen ruhigen und effizienten Abtrag der Zahnschmelze. Die abgerundete, nicht schneidende Bohrer-Spitze (save end) verhindert dabei das Eindringen in die Wurzelkanalwände und in den Pulpakammerboden. Anwendung nach dem Abtrag des Pulpakammerdaches mit dem Endbohrer 802L zur Erweiterung der Zugangsöffnung für eine erfolgreiche Wurzelbehandlung.

- Wurzelkanalaufbereitung
- Drehzahl max. 100.000 U/min., Drehzahl opt. 80.000 U/min.