



IT 1000 AW EURO-2 Sensor-Spender

St.



Artikelnr.: 201669
Hersteller: Weinmann
Gewicht: 1.164 kg
Höhe: 152 mm
Breite: 132 mm
Länge: 432 mm

€ 196,15

Zzgl. MwSt.

Stück Spender

Hygienespender IT 1000 AW Euro-2 ohne Zubehör.

- Maße: B 112 x H 362 x T 123 mm
- Ausgabe: Berührungslos, Gleichbleibende Menge (ca. 1,55 bis 1,65 ml)
- Gebinde: Herstellerunabhängige Euronormflaschen bis 1.000 ml - Auswahl aus über 1.400 verschiedenen Mitteln, restlose Gebindeentleerung
- Verbrauchsmittel: Desinfektion, Seife, Cremes und vieles mehr!

- Reinigung: Durch die Verwendung von geschlossenen Einmal-Eurogebinden und Dosierpumpen entfällt der nach dem Robert Koch-Institut vorgeschriebene Reinigungsaufwand im Inneren des Gehäuses nahezu komplett
- Gehäuse: Kunststoff weiß (matt), inkl. Ein- und Ausdrehhilfe
- Verschluss: Federschnapper, optional mit Sicherheitsschloss
- Montage: Wand, bzw. alle ebenen, senkrechten Oberflächen