



GC G-ænia!® Universal Injectable

Kit



Artikelnr.: 201703

Hersteller: GC

Gewicht: 0.5 kg

Höhe: 53 mm

Breite: 104 mm

Länge: 185 mm

€ 151,61

Zzgl. MwSt.

Kit 3 x 1 ml Spritze (A1, A2, A3), 5 ml G-Premio BOND, 30 Dispensing Tip Long Needle, 3 Lichtschutzkappen

GC G-ænia!® Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationscomposite mit außerordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen. Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen *GC G-ænia!® Universal Injectable* außerordentliche Festigkeit - stabiler als führende pastöse am Markt verfügbare Composite. Dank dieser überragenden Eigenschaften ist *GC G-ænia!® Universal Injectable* für sämtliche Kavitätenklassen ohne Abdeckschicht indiziert. Er zeichnet sich außerdem durch eine hohe Röntgenopazität von 252 % aus - ideal für die Nachuntersuchung Ihrer Restaurationen und die einfache Diagnose eventuell vorhandener Sekundärkaries. Die einzigartig hohe thixotrope Viskosität ermöglicht eine Anpassung an jede klinische Situation: Das Material fällt beim Applizieren nicht ein, und verfügt bei der Handhabung mit Instrumenten über eine gute Fließfähigkeit. Zusätzlich wird die Applikation dadurch erleichtert, dass es nicht an der Spitze haftet. Die lange Nadel der Dosierspitzen für *GC G-ænia!® Universal Injectable* lässt sich einfach durch leichten Druck mit den Fingern biegen. So gelangen Sie problemfrei an schwer erreichbare posteriore Kavitäten! Darüber hinaus zeichnet sich *GC G-ænia!® Universal Injectable* nicht nur durch unübertroffene Polierbarkeit und Glanzbeständigkeit aus, sondern ist außerdem in 16 Farben und drei Transluzenzstufen erhältlich und sorgt damit für eine hervorragende Langzeit-Ästhetik.