



Ersatz-Silikonzuschnitte Flexio-Adapter für ZEG-Spitzen

Packung 6 Stück



Artikelnr.: 201869
Hersteller: IC Medical
Gewicht: 0.002 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 44 mm
Länge: 69 mm

€ 13,69

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Silikonzuschnitte

Wenn die Silikonfassungen Ihres Flexio-Adapters mit der Zeit abgenutzt sind und Verfärbungen aufweisen, empfehlen wir, diese durch neue Silikonzuschnitte zu ersetzen. So wird weiterhin ein fester Halt und eine zuverlässige Durch- und Umspülung gewährt, ohne dass das Ihr Reinigungsergebnis gemindert wird oder Ihre wertvollen ZEG-Spitzen im Pumpensumpf verloren gehen.