



White Tiger W909

Packung 3 Stück grün grob, FG, Figur 068 Reifen, 1,6 mm, ISO 040



Artikelnr.: 202425
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 49 mm
Länge: 85 mm

€ 27,85

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Diamanten grün grob, FG, Figur 068 Reifen, Kopflänge: 1,6 mm, ISO 040

Die Natur-Diamanten der *White-TIGER* Diamantinstrumente sind durch ein patentiertes LLD – Herstellungsverfahren mehrschichtig und dauerhaft auf dem rostfreien Schaft gebunden. Die hohe Qualität dieser Diamant-Instrumente bietet dem Anwender viele Vorteile gegenüber dem Arbeiten mit Standard - Diamantinstrumenten und führt zu optimalsten Ergebnissen bei allen Präparationen. Durch das patentierte LLD - Bonding sowie die mehrschichtige Diamantierung ergibt sich ein schnellerer Abtransport der Schleifsubstanz (hohe Schleifleistung) und damit auch ein kühles Schleifen (atraumatische Präparation). Durch den raschen Abtransport der Schleifsubstanz wird ein optimaler, vibrationsfreier Rundlauf der *White-TIGER* Instrumente erreicht (glattes Schliffbild). Durch das patentierte LLD-Bonding können die Diamantkörner nicht mehr herausgelöst werden. Dadurch erhöht sich die Standzeit der *White-TIGER* Diamantinstrumente um ein Mehrfaches. Bei Standard-Diamant-Instrumenten lösen sich die Diamantkörner frühzeitig aus der Bindung, was nur eine kurze Standzeit der Instrumente ergibt.

Anwendung: In der restaurativen und ästhetischen Zahnheilkunde bei:

- Kronenstumpfpräparation
- Kavitätenpräparation
- Keramik- und Kunststoffverblendtechnik
- Feinbearbeitung von Kompositen

- White-TIGER Formen - 29 Diamant-Instrumente (Formen)

Korngrößen

- Blauer Ring - Standard M - 107-126 µm
- Schwarzer Ring - Supergrob SG - 181 µm
- Grüner Ring - Grob G - 151 µm
- Roter Ring - Fein F - 40 µm