



Monoart® Mundschutz Pro 4 Perfect Fit

Box 50 Stück mit Gummizug, blau



Artikelnr.: 202517
Hersteller: Euronda
Gewicht: 0.24 kg
Höhe: 111 mm
Breite: 102 mm
Länge: 181 mm

€ 9,69

Zzgl. MwSt.

Box 50 Masken mit Gummizug, blau

Besserer Schutz bei größeren Aufkommen von Spraynebel und Aerosolpartikeln.

- 4. Lage hält mehr Feuchtigkeit ab
- Außenseite wasserabweisend
- Innenseite nimmt Atemfeuchtigkeit auf
- Meltblown-Filter schützt vor Keimen