



Diamanten 862

Packung 5 Stück rot fein, FG, Figur 249 Flamme, 8 mm, ISO 010



Artikelnr.: 20305
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 34,10

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten rot fein, FG, Figur 249 Flamme, Kopflänge: 8 mm, ISO 010

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - supergrob - H = 544, grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- weißer Ring - ultra fein - U = 494, Endfinieren und Glätten - 4-14 µm
- Prophylaxe, Füllungsbearbeitung, Kronenpräparation, Tangentialpräparation
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min., ISO 021 - 210.000 U/min.
- Drehzahl RA ISO 005-023 - 160.000 U/min.