



Ceram.x Spectra™ ST flow

Nachfüllpackung 2 x 1,8 g Spritze A2, 25 Applikatornadeln, Portfolio Übers.



Artikelnr.: 203113
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.023 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 160 mm
Länge: 220 mm

€ 52,97

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 2 x 1,8 g Spritze A2, 25 Applikatornadeln, Portfolio Übers.

Ceram.x Spectra™ ST flow ist die ideale Ergänzung zum Universalkomposit Ceram.x Spectra™ ST und basiert ebenfalls auf der SphereTEC® Füllstofftechnologie. Es wurde speziell dafür entwickelt, die für den Behandler wichtigsten Bereiche zu optimieren: Handhabung, Ästhetik und Langlebigkeit. *Ceram.x Spectra™ ST flow* ist in insgesamt 5 Farben verfügbar, sowohl in Compula® Tips als auch in Spritzen.