



Monobond Plus

Flasche 5 g



Artikelnr.: 20319
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.056 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 33 mm
Länge: 38 mm

€ 80,26

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 g

Universeller Einkomponenten-Haftvermittler für den Aufbau eines adhäsiven Verbunds von Befestigungscomposites zu allen indirekten Restaurationsmaterialien (Glas- und Oxidkeramik, Metall, Composite, faserverstärktes Composite). Führt zu starkem Verbund zwischen dem Restaurations- und dem Befestigungsmaterial. Einheitliche Einwirkzeit von 60 Sekunden.