



## Powder Scan Spray

Spraydose 75 ml Titandioxidfrei



Artikelnr.: 203279  
Hersteller: VITA  
Gewicht: 0.146 kg  
Höhe: 161 mm  
Breite: 42 mm  
Länge: 46 mm

**€ 87,77**

Zzgl. MwSt.

### Spraydose 75 ml Spray Titandioxidfrei

Der VITA Powder Scan Spray ist eine aufsprühbare, titandioxidfreie und blau eingefärbte Pigmentsuspension mit Minzaroma für die intraorale Applikation (Zahnoberfläche) sowie für die extraorale Anwendung (Gips Stumpf/ Gips Modell) zur Erstellung des opto-elektronischen Abdrucks bei CAD/CAM Restaurationen. Mit dem VITA Powder Scan Spray wird die Oberfläche des Zahnes bzw. des Modells mattiert, um eine optimale Aufnahme mit der Intraoralkamera (z. B. mit Sirona CEREC 3 oder CEREC AC) bzw. mit dem Scanner zu ermöglichen.