



## Spitzer Kegel Colori Silikon LS - PLASMA

Stück Breite 1,6 / 1,6 mm, Silikongriff grün

---



Artikelnr.: 203283  
Hersteller: Carl Martin  
Gewicht: 0.029 kg  
Höhe: 15 mm  
Breite: 47 mm  
Länge: 230 mm

**€ 30,10**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Spitzer Kegel Breite 1,6 / 1,6 mm, Silikongriff grün

Ein Spezialinstrument aus LiquidSteel zum Ausmodellieren sehr feiner okklusaler Strukturen.