



Dentasept® ID pur

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 203419
Hersteller: Müller-Omicron
Gewicht: 5.29 kg
Höhe: 250 mm
Breite: 151 mm
Länge: 193 mm

€ 15,00
Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter Dentasept ID pur

Instrumentendesinfektion Konzentrat.

Aldehyd-, peressigsäure- und chloroxidfrei. Instrumentendesinfektionsmittel für den professionellen Einsatz in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Desinfektionsmittelkonzentrat mit sehr guter Reinigungsleistung, großem Wirkungsspektrum und schnellen Einwirkzeiten. Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Materialverträglichkeit und der Korrosionsschutz. VAH gelistet.

Anwendungsgebiete:

Präparat zur manuellen Reinigung und prophylaktischen Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten und rotierenden Instrumenten im Tauchbadverfahren. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten!

Vorteile:

- Hohe Materialverträglichkeit
- Guter Korrosionsschutz
- Schonung der Instrumente
- Breites Wirkungsspektrum
- Kurze Einwirkzeiten
- Ultraschallbad geeignet
- Aldehyd- bzw. Formaldehydfrei