



## Diamanten 852

Packung 3 Stück ISO 037



Artikelnr.: 203502  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 23 mm  
Länge: 49 mm

**€ 21,03**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 3 Diamanten ISO 037**

Diamantinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse. Für optimalen Materialabtrag und feine Oberflächengüte. Hohe Standzeiten und Schneidleistungen beim Bearbeiten und Separieren von Keramik, Verblendkunststoffen und Modellwerkstoffen durch optimal abgestimmte Diamantkörnungen und Instrumenteformen. Instrumente speziell auf die jeweiligen Werkstoffe und Arbeiten abgestimmt.

- 2 x schwarz (4) - extra grob
- schwarz (5) - supergrob
- grün (6) - grob
- ohne Ringmarkierung - Standard
- rot (8) - fein
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik