

SmartLite® Pro

Einführungspackung



Artikelnr.: 203581
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.923 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 208 mm
Länge: 361 mm

€ 1.427,68

Zzgl. MwSt.

Einführungspackung Handstück, Cure Tip, Illumination Tip, 2 Akkus, Ladestation, 3 Lichtschuttschilder, Netzteil mit USB-Ladekabel, 100 Schutzhüllen, Gebrauchsanweisung, Aushärtungsübersicht

Leistung in Ihrer schönsten Form: Die einzigartige modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Hochmodernes Pen-Style Design
- Modulares Konzept mit austauschbaren Tips (Aufsätze) für unterschiedliche klinische Indikationen
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Intuitive 1-Knopf-Bedienung & geringes Gewicht (120 g)