



## Salibag

Packung 320 Stück



Artikelnr.: 203627  
Hersteller: Hager & Werken  
Gewicht: 0.112 kg  
Höhe: 140 mm  
Breite: 160 mm  
Länge: 160 mm

**€ 30,34**

*Zzgl. MwSt.*

### Packung 320 Schutzhüllen

- Sensor wird in die Schutzhülle geschoben und zur Aufnahme im Mund des Patienten platziert
- Schützt den Patienten, das Praxispersonal und den Sensor vor Feuchtigkeit, Speichel und Blut
- Hoher Patientenkomfort durch weiches Material
- Abgerundete Ecken, keine Irritationsgefahr
- Größe (ca.): 3,7 cm x 11 cm (Gesamtlänge 16 cm)