



Rosenbohrer TC 1S

Packung 5 Stück RA, Figur 001, ISO 018



Artikelnr.: 203920
Hersteller: Horico
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 3 mm
Breite: 62 mm
Länge: 99 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer RA, Figur 001, ISO 018

TiN-beschichteter Rosenbohrer.

- Drehzahlbereich:
- ISO 003-027 = 200.000 U/min.
- ISO 031 = 120.000 U/min.
- ISO 040 = 70.000 U/min.
- ISO 045 = 65.000 U/min.
- ISO 050 = 60.000 U/min.
- ISO 060 = 50.000 U/min.
- ISO 070 = 30.000 U/min.