




## Becht4Prophy Prophylaxepolierer

Packung 24 Stück lila, Kelch, snap-on, mittel



Artikelnr.: 203979  
Hersteller: Becht  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 64 mm  
Länge: 88 mm

**€ 3,21**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 24 Polierer lila, Kelch, snap-on, mittel

Latexfreie Prophylaxepolierer mit Lamellen für eine gründliche Reinigung und Politur.

In unterschiedlichen Ausführungen und Härtegraden verfügbar (blau/weich, lila/mittel, gelb/hart). Ein Spritzschutz an der Schulter der Polierer verhindert zusätzlich das Eindringen von Polierpaste in das Winkelstück.

- **BLAU:** weich, zum Entfernen von Zahnbelag und zum Polieren, dies insbesondere in Sulcusnähe zur Schonung der Weichgewebe. Latexfreie Polierer zeichnen sich durch ein besonders strapazierfähiges Material mit niedrigem Reibungskoeffizienten aus, wodurch es zu nur geringer Erwärmung am Zahn kommt
- **LILA:** mittel, universell einsetzbar zum Reinigen und Polieren. Latexfreie Polierer zeichnen sich durch ein besonders strapazierfähiges Material mit niedrigem Reibungskoeffizienten aus, wodurch es zu nur geringer Erwärmung am Zahn kommt
- **GELB:** hart, zum Entfernen von starkem Zahnbelag Latexfreie Polierer zeichnen sich durch ein besonders strapazierfähiges Material mit niedrigem Reibungskoeffizienten aus, wodurch es zu nur geringer Erwärmung am Zahn kommt

### **Anwendung:**

Prophylaxepolierer werden auf ein zahnärztliches Handstück montiert und immer mit einer Prophylaxepaste verwendet.

Nach dem Auftragen der Paste auf den Kelch oder direkt auf den Zahn wird das zahnärztliche Winkelstück in rotierende Bewegung versetzt und auf dem zu reinigenden Zahn aufgesetzt.

maximal Drehzahl: 2.500 U/min.