



OmniCite 2.0

Packung 2 x 5 ml Flasche



Artikelnr.: 204019
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 0.032 kg
Höhe: 76 mm
Breite: 30 mm
Länge: 60 mm

€ 33,82

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 5 ml Flasche

Omnicite 2.0 ist ein lichthärtender, gefüllter Einkomponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin in Kombination mit der Total Etch Technik. Adhäsiv für direkte, lichthärtende Composite-, und Compomer-Restaurationen. Kann auf leicht feuchtem („Wet-Bonding“-Technik) oder auf trockenem Dentin angewendet werden und bietet dadurch erhöhte Anwendersicherheit.