

HTS-2/M/METAL-120

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 204029

Hersteller: MIHM-VOGT

Gewicht: 0.5 kg

€ 9.261,46

Zzgl. MwSt.

Stück Sinterofen inklusive Zubehör

- Molybdändisilizid-Heizelemente
- Höchsttemperatur 1.400 °C
- Sinterglockensystem, Ø 120 mm; METAL (Set)
- Programmsteuerung
- LCD-Display
- 4 Stufen
- 30 Programmplätze
- 4 Festprogramme
- Schutzgaszufuhr manuell einstellbar
- Thermoelement PtRh-Pt, Typ S
- Timerfunktion