



GC EQUIA Forte™ HT

Promopackung 100 Kapseln A2, 4 ml FlipCap Coat, 25 Einwegapplikatoren



Artikelnr.: 204089

Hersteller: GC

Gewicht: 0.612 kg

Höhe: 133 mm

Breite: 188 mm

Länge: 215 mm

€ 215,44

Zzgl. MwSt.

Promopackung 100 Kapseln A2, 4 ml FlipCap Coat, 25 Einwegapplikatoren

EQUIA Forte™ HT Langzeit-Glas-Hybrid-Restorationssystem für kaudruckbelastete Klasse I und II* Füllungen. *EQUIA Forte™ HT* ist der innovative Neuzugang im Glas-Hybrid-Sortiment von GC. Die Hybrid-Technologie steht für: Längere Verarbeitungszeit, höhere Stabilität und verbesserte Ästhetik. Darüber hinaus eignet es sich ebenfalls als Amalgamalternative.

* Hinweise des Herstellers beachten