



## GC EQUIA Forte™ HT

Packung 200 Kapseln A3, 4 ml FlipCap Coat



Artikelnr.: 204095

Hersteller: GC

Gewicht: 0.1 kg

Höhe: 180 mm

Breite: 180 mm

Länge: 210 mm

**€ 405,08**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 200 Kapseln A3, 4 ml FlipCap Coat

*EQUIA Forte™ HT* Langzeit-Glas-Hybrid-Restaurationssystem für kaudruckbelastete Klasse I und II\* Füllungen. *EQUIA Forte™ HT* ist der innovative Neuzugang im Glas-Hybrid-Sortiment von GC. Die Hybrid-Technologie steht für: Längere Verarbeitungszeit, höhere Stabilität und verbesserte Ästhetik. Darüber hinaus eignet es sich ebenfalls als Amalgamalternative.

\* Hinweise des Herstellers beachten