



GC EQUIA Forte™ HT

Packung 200 Kapseln B2, 4 ml FlipCap Coat



Artikelnr.: 204097

Hersteller: GC

Gewicht: 1.008 kg

Höhe: 176 mm

Breite: 192 mm

Länge: 222 mm

€ 408,68

Zzgl. MwSt.

Packung 200 Kapseln B2, 4 ml FlipCap Coat

EQUIA Forte™ HT Langzeit-Glas-Hybrid-Restaurationssystem für kaudruckbelastete Klasse I und II* Füllungen. *EQUIA Forte™ HT* ist der innovative Neuzugang im Glas-Hybrid-Sortiment von GC. Die Hybrid-Technologie steht für: Längere Verarbeitungszeit, höhere Stabilität und verbesserte Ästhetik. Darüber hinaus eignet es sich ebenfalls als Amalgamalternative.

* Hinweise des Herstellers beachten