



## GC EQUIA Forte™ HT

Packung 50 Kapseln C4



Artikelnr.: 204142  
Hersteller: GC  
Gewicht: 0.446 kg  
Höhe: 101 mm  
Breite: 108 mm  
Länge: 188 mm

**€ 115,97**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 50 Kapseln C4**

*EQUIA Forte™ HT* Langzeit-Glas-Hybrid-Restorationssystem für kaudruckbelastete Klasse I und II\* Füllungen. *EQUIA Forte™ HT* ist der innovative Neuzugang im Glas-Hybrid-Sortiment von GC. Die Hybrid-Technologie steht für: Längere Verarbeitungszeit, höhere Stabilität und verbesserte Ästhetik. Darüber hinaus eignet es sich ebenfalls als Amalgamalternative.

\* Hinweise des Herstellers beachten