



## GC G-CEM™ Veneer

Packung 1 ml/1,7 g Spritze TR, 10 Tips Metall

---



Artikelnr.: 204451  
Hersteller: GC  
Gewicht: 0.036 kg  
Höhe: 36 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 147 mm

**€ 30,13**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 1 ml/1,7 g Spritze TR, 10 Tips Metall

In der ästhetischen Zahnmedizin geht der Trend zu minimalinvasiven Präparationen mit hochästhetischen Restaurationen, die spezielle Befestigungslösungen erfordern. *GC G-CEM™ Veneer* wurde entwickelt, um ein standardisiertes Befestigungsverfahren für indirekte Restaurationen mit einer Schichtstärke von weniger als 2 mm zu ermöglichen und zeichnet sich durch seine perfekte Viskosität und ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften aus. Dank der vollabdeckenden Silan- Beschichtungstechnologie (FSC) verfügt es zudem über einzigartige, thixotrope Eigenschaften, die für eine einfache Dosierung, Anwendung, Überschussentfernung und gleichzeitig außergewöhnliche Stabilität sorgen.