



## Universalpolierer 9501U

Packung 5 Stück weiß, RA, Figur 257, 15 mm, ISO 055



Artikelnr.: 20476  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.021 kg  
Höhe: 61 mm  
Breite: 28 mm  
Länge: 45 mm

**€ 13,30**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Polierer weiß, RA, Figur 257, Kopflänge: 15 mm, ISO 055

1 Stufen System. Universalpoliersystem für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam, Zahnschmelz.

- Prophylaxe, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl empf. 7.000 - 10.000 U/min., max. 20.000 U/min.