



## CompGloss

Packung 6 Stück gelb, RA, Figur 099, 1,5 mm, ISO 130



Artikelnr.: 205322  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.006 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 97 mm  
Länge: 146 mm

**€ 23,53**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung 6 Polierer gelb, RA, Figur 099, Stärke: 1,5 mm, ISO 130**

Zweistufiges Poliersystem, speziell entwickelt für die intraorale Hochglanz-Politur aller Composite Füllungsmaterialien. Die hoch flexiblen Polierlamellen passen sich an jede Oberflächenstruktur an und erzeugen somit auch auf schwer polierbaren Bereichen, wie der Okklusionsfläche, perfekte Polier Ergebnisse. Die Polierlamellen bearbeiten die Materialoberflächen sehr schonend und damit bleibt auch die ursprüngliche Oberflächenstruktur der Restauration erhalten. Eine neuartige Polierermatrix mit Diamantkörnung garantiert Hochglanz innert kürzester Zeit und eine hohe Standzeit der Polierer.

- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray anwenden
- Drehzahl 10.000 - 12.000 U/min., Drehzahl für 1039RA - opt. 6.000 U/min., max. 8.000 U/min.