



# GERL.

## HYGENIC® Guttapercha Spitzen Conventional

Box 100 Stück pink, M



Artikelnr.: 20547

Hersteller: COLTENE

Gewicht: 0.035 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 58 mm

Länge: 80 mm

**€ 18,03**

Zzgl. MwSt.

**Box 100 Spitzen pink, M**

Hygenic *Guttaperchaspitzen* werden unter Verwendung sorgfältig ausgewählter Rohstoffe maschinell hergestellt. Die maschinelle Herstellung garantiert ein Maximum an Hygiene und eine gleichmässige Verarbeitungsqualität. Hygenic Guttaperchaspitzen sind für jede Kondensationstechnik (lateral und vertikal) geeignet.