



## Chirurgie Knochenfräser C254AAC

Packung 3 Stück FG XXL, Figur 415, 6 mm, ISO 012



Artikelnr.: 205544

Hersteller: Edenta

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 71 mm

Länge: 80 mm

**€ 54,26**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 3 Fräser FG XXL, Figur 415, Kopflänge: 6 mm, ISO 012

Knochenfräser zur schonenden Bearbeitung von Knochen- und Zahnhartsubstanz. Die spezielle A-Verzahnung gewährleistet einen sehr ruhigen Instrumentenlauf bei höchster Schnittleistung unter maximaler Schonung der zu zerspanenden Knochen-Substanz. Der lange, schlanke Instrumentenhals erlaubt eine gute Sicht während der Präparation. Durch die Hartbeschichtung mit ZrN (Zirkon-Nitrid) entspricht der Fräser den hohen Anforderungen die bei der chirurgischen Knochenbearbeitung an eine hochwertige Oberfläche gestellt werden.

**Anwendung:** Freilegen und entfernen retinierter Weisheitszähne, Wurzelspitzenresektionen, Präparation von Knochensubstanz und eines Knochendeckels, Zerteilen von Zähnen und Zahnwurzeln

**Drehzahl:** 60.000 - 100.000 U/min.