



Chirurgie Knochenfräser C162AC

Packung 3 Stück FG XL, Figur 408, 9 mm, ISO 016



Artikelnr.: 205545
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 71 mm
Länge: 80 mm

€ 57,86

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser FG XL, Figur 408, Kopflänge: 9 mm, ISO 016

Knochenfräser konisch, zur Bearbeitung von Knochen- und Zahnhartsubstanz. Die neue mit Hartbeschichtung ZrN (Zirkon-Nitrid) optimierte Lindemann-Verzahnung, gewährleistet einen ruhigen Instrumentenlauf bei höchster Schnittleistung und perfektem Schneidverhalten für ein noch besseres Schneidgefühl und maximale Schnittkontrolle. Durch die Hartbeschichtung mit ZrN (Zirkon-Nitrid) entspricht der Fräser den hohen Anforderungen welche bei der chirurgischen Knochenbearbeitung an eine hochwertige Oberfläche gestellt werden.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl HP - max. 40.000 U/min., opt. 20.000 U/min.
Drehzahl RA XL - max. 40.000 U/min., opt. 20.000 U/min.
Drehzahl FG XXL max. 100.000 U/min., opt. 60.000 U/min.