



Chirurgie Knochenfräser C166SAC

Packung 3 Stück HP, Figur 409, 10 mm, ISO 021



Artikelnr.: 205546

Hersteller: Edenta

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 71 mm

Länge: 80 mm

€ 57,86

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser HP, Figur 409, Kopflänge: 10 mm, ISO 021

Knochenfräser konisch, zur schonenden Bearbeitung von Knochensubstanz. Die neue optimierte S-Verzahnung gewährleistet einen sehr ruhigen Instrumentenlauf bei höchster Schnittleistung unter maximaler Schonung der zu zerspanenden Knochensubstanz. Durch die Hartbeschichtung mit ZrN (Zirkon-Nitrid) entspricht der Fräser den hohen Anforderungen die bei der chirurgischen Knochenbearbeitung an eine hochwertige Oberfläche gestellt werden. Die Übergangsschneide erlaubt auch ein axiales Eintauchen in die Knochensubstanz. Das neu entwickelte Schneidendesign garantiert ein kontrolliertes Arbeiten sowie eine glattere Knochensubstanz-Oberfläche für eine gute Wundheilung.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl - max. 100.000 U/min., opt. 20.000 U/min.