



WaveOne® Gold Conform Fit™ Guttaperchaspitzen

Box 60 Stück PRIMARY



Artikelnr.: 205834
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.029 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 48 mm
Länge: 83 mm

€ 13,98

Zzgl. MwSt.

Box 60 Guttaperchaspitzen PRIMARY

Guttapercha-Spitzen mit Conform Fit™ Technologie – die Guttapercha mit variabler Konizität passend zur korrespondierenden Feile. Die fortschrittliche Formulierung nutzt einen modernen Herstellungsprozess für eine um 40 % konsistentere Form und Passung im Vergleich zu herkömmlicher Guttapercha. Die daraus resultierende überlegene apikale Passung bietet einen akkuraten Tug Back, den sie spüren können.

- Moderne Fertigungstechnik für gleichbleibende Form und Qualität
- Variable Konizität für einen präzisen Sitz und akkuraten Tug Back
- Latexfrei für erhöhte Patientensicherheit
- Bessere Wärmeleitung und Fließigenschaften bei niedrigeren Temperaturen
- Praktischer Griff zur einfachen Unterscheidung und Handhabung
- Einfache Zuordnung: Farbcodierung analog der Feilen