




ProTaper Gold® Conform Fit™ Guttaperchaspitzen

Packung 60 Stück F4/F5



Artikelnr.: 205838
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.027 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 48 mm
Länge: 84 mm

€ 16,04

Zzgl. MwSt.

Packung 60 Guttaperchaspitzen F4/F5

Guttapercha-Spitzen mit Conform Fit™ Technologie – die Guttapercha mit variabler Konizität passend zur korrespondierenden Feile. Die fortschrittliche Formulierung nutzt einen modernen Herstellungsprozess für eine um 40 % konsistentere Form und Passung im Vergleich zu herkömmlicher Guttapercha. Die daraus resultierende überlegene apikale Passung bietet einen akkuraten Tug Back, den sie spüren können.

- Moderne Fertigungstechnik für gleichbleibende Form und Qualität
- Variable Konizität für einen präzisen Sitz und akkuraten Tug Back
- Latexfrei für erhöhte Patientensicherheit
- Bessere Wärmeleitung und Fließeigenschaften bei niedrigeren Temperaturen
- Praktischer Griff zur einfachen Unterscheidung und Handhabung
- Einfache Zuordnung: Farbcodierung analog der Feilen