



## Omnipol für Zirkon gesintert

Stück gelb/weiß fein, Flamme klein, RA, Kopflänge: 7 mm, Ø 3,3 mm



Artikelnr.: 206059

Hersteller: OMNIDENT

Gewicht: 0.011 kg

Höhe: 16 mm

Breite: 36 mm

Länge: 56 mm

**€ 21,91**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Polierer gelb/weiß fein, Flamme klein, RA, Kopflänge: 7mm, Ø 3,3 mm

Ein 3-stufiges System für das Winkelstück, das speziell zur Bearbeitung von Zirkonoxiden entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch ein sehr gutes Verschleißverhalten aus. Die einzelnen Stufen fein, mittel und grob sind speziell aufeinander abgestimmt und optimieren somit das Ergebnis. Von kleinen Korrekturen bis zum Hochglanz – alles mit einem System.

**Formen:**

- Flamme: für Akzentuierung und eng zugängliche Stellen, Drehzahl: 15.000 - 20.000 U/min.
- Flamme klein: handliche Geometrie für universellen Einsatz, Drehzahl: 6.000 – 20.000 U/min.
- Kelch: hocheffizient durch großen Umfang, Drehzahl: 6.000 – 20.000 U/min.
- Linse: feine Konturierung durch anschmiegsames Verhalten, Drehzahl: 6.000 – 15.000 U/min.

**Farbe / Körnung:**

- gelb/weiß - fein: Hochglanz ohne Glanzbrand
- rot/weiß - mittel: Oberflächenglättung / Vorpolitur
- grün/weiß - x-grob: Leichte Korrekturen