



## ProTaper Gold® Conform Fit™ Guttaperchaspitzen

Packung 60 Stück (36 x F2, 24 x F3)



Artikelnr.: 206306  
Hersteller: Dentsply Sirona  
Gewicht: 0.027 kg  
Höhe: 11 mm  
Breite: 48 mm  
Länge: 84 mm

**€ 16,04**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 60 Guttaperchaspitzen (36 x F2, 24 x F3)

Guttapercha-Spitzen mit Conform Fit™ Technologie – die Guttapercha mit variabler Konizität passend zur korrespondierenden Feile. Die fortschrittliche Formulierung nutzt einen modernen Herstellungsprozess für eine um 40 % konsistentere Form und Passung im Vergleich zu herkömmlicher Guttapercha. Die daraus resultierende überlegene apikale Passung bietet einen akkuraten Tug Back, den sie spüren können.

- Moderne Fertigungstechnik für gleichbleibende Form und Qualität
- Variable Konizität für einen präzisen Sitz und akkuraten Tug Back
- Latexfrei für erhöhte Patientensicherheit
- Bessere Wärmeleitung und Fließigenschaften bei niedrigeren Temperaturen
- Praktischer Griff zur einfachen Unterscheidung und Handhabung
- Einfache Zuordnung: Farbcodierung analog der Feilen