



## Honigum Light

Vorteilspackung 8 x 50 ml Doppelkartusche Light, Zubehör



Artikelnr.: 20666  
Hersteller: DMG  
Gewicht: 0.974 kg  
Höhe: 113 mm  
Breite: 143 mm  
Länge: 179 mm

**€ 171,94**

*Zzgl. MwSt.*

**Vorteilspackung** 8 x 50 ml Doppelkartusche Silikon Light, 50 Automix-Tips, 50 Intraoral-Tips

Innovatives Korrekturabformmaterial auf der Basis von A-Silikon. Die Anwendungsgebiete sind für Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen.

- Ausgewogene Hydrophilie
- Hervorragende Fließfähigkeit
- Außergewöhnliche Standfestigkeit
- Aufzeichnung feinsten Details