



## HeraCeram® Saphir

Dose 20 g Pulver Dentin A3



Artikelnr.: 206746  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 0.048 kg  
Höhe: 53 mm  
Breite: 46 mm  
Länge: 47 mm

**€ 37,22**

Zzgl. MwSt.

**Dose** 20 g Pulver dentin A3

Das Juwel unter den Verblendkeramiken für klassische Aufbrennlegierungen.

*HeraCeram® Saphir* ist die optimale Wahl für die Verblendung klassischer Aufbrennlegierungen in einem WAK-Bereich von 13,5 – 14,9  $\mu\text{m/mK}$ . Mit *HeraCeram® Saphir* gelangen Zahntechniker mit einer auf den modernen Laboralltag zugeschnittenen Metallkeramik ganz einfach zur perfekten Ästhetik. Denn mithilfe der „Light Booster“-Technologie, dem brandneuen Pastenopaker und der sehr einfachen Handhabung erreichen Zahntechniker spielend leicht, schnell und sicher ihr Ziel: Verblendungen, die so natürlich wirken wie die eigenen Zähne.

Das Geheimnis für das Erreichen eines neuen Levels in Bezug auf Ästhetik bei Keramikassen liegt in der Light Booster Technologie - einem neuen Glaskeramiksystem das natürlichen Look und ausgezeichnete Opaleszenz ermöglicht. Mit HeraCeram Saphir wird die Verblendung von Metallgerüsten ungemein vereinfacht und das Ergebnis überzeugt - auch auf dem opaken Gerüstmaterial.

- Natürliche Ästhetik und brillante Opaleszenz auf Metallgerüsten dank "Light Booster"-Technologie
- Der Opaleszenzeffekt bleibt auch bei Mehrfachbränden unverändert erhalten
- Stabilisierte Leuzit-Struktur (SLS) schützt vor unkontrolliertem WAK-Anstieg (kein Chipping)
- Brandneuer Pastenopaker mit eindrucksvoller Deckkraft in extrem dünnen Schichten (60 – 100  $\mu\text{m}$ )
- Ästhetisch flexibel und einfach in der Anwendung – von der Standardschichtung bis hin zur High-End-Schichtun